

FD360 cleaning and care of vinyl upholstery

レザーケア

合成皮革清掃保護

特性

デュールデンタル・ハイジーンのFD360レザーケアは材質にやさしく、デンタルチェアなど、すべての合成皮革の清掃とケアに使用できます。日々の清掃とケアの際には付属の専用クロスを使用します。また、専用スポンジの使用で頑固な汚れやシミ、衣服の色移りなども素早く落とすことができ、デンタルチェアを清潔に美しく保ちます。FD360レザーケアの使用で、表面に染み付いた汚れの除去と徹底洗浄、艶を与えるケアが可能です。

成分

FD360レザーケアは特殊界面活性剤ベースにシリコン化合物、アボカドオイルを配合した液剤です。

使用方法

原液を清掃する箇所にスプレーし直ちに専用のクロスで拭き取ります。汚れがひどい場合は専用スポンジでこすり取ってください。表面に残った液は乾いた布で拭き取ってください。必要に応じて毎日使用してください。



特徴

- ユニットチェアなどの合成皮革のクリーニングとケア専用の洗浄液です。
- 集中的な洗浄力で、しつこい汚れやシミ、色移りなど幅広く取り除きます。
- 非常に幅広い素材に使用でき、主要メーカーのすべてのデンタルチェア合成皮革カバーに対応
- 環境にやさしいポンプ式スプレーボトル採用で、圧縮ガス不使用
- 500mLのスプレーボトルに専用スポンジ9個と専用クロス1枚付き

弊社では社内外における綿密な科学的研究に基づき、最新情報に従って薬品類に対する推奨を行っています。これに関する責任範囲が記された「一般販売および納品における免責条項」をお求めの場合は、弊社までご連絡ください。

環境保護

FD360レザーケアは生態系に悪影響を及ぼしません。ポンプ式スプレーボトル採用で圧縮ガスを使用していません。液剤中の界面活性剤量は生分解可能な規定量を厳守しています。また、容器は再利用可能です。リサイクルの際には、水で洗い流してください。

物理的データ

液剤の特徴 外観：乳白色の液体

密度 $D = 0.99 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ (20°C)

pH値 3.6 ± 0.5

使用期限

製造から3年間。容器記載の使用期限を守ってください。

内容量

500mLのスプレーボトル
専用スポンジ9個とマイクロファイバークロス1枚入り

保管

できるだけ低温（ただし5°C以上）で保管してください。

一般注意事項

FD360レザーケアはすべての合成皮革の清掃とケアに使用できます。本革に使用する場合には、使用前に目立たない箇所に塗布して試してください。また、本革には専用スポンジを使用しないでください。