

製品の作用範囲 | Product Application

	容量	Disinfection 除菌	Cleaning 洗浄	Bactericidal バクテリア	Tuberculocidal 結核菌	Yeasticidal 酵母	Fungicidal 真菌	Norovirus ノロウイルス	*1 Enveloped virus/Limited virucidal エンベロープウイルス コリナ HBV HCV HIV	限定 Non-enveloped virus/Limited virucidal ノンエンベロープウイルス	生分解性	Aldehyde-free アルデヒド非含有	Use concentration 希釈率	Reaction time acc. VAH ※2 作用時間	Reaction time in ultra-sonic bath 超音波洗浄器の作用時間	Holding time 使用可能期間	表面 4フィールドテスト 4-field-test (VAH/EN 6615) Certified in acc. w. EU standards	ドイツ 規格認定 German standard (VAH listed)	ドイツ 応用衛生協会認定
器具																			
ID212 instrument disinfection インスツルメント 器具の洗浄除菌	2.5L	○	○	○ ※9	○ ※9	○ ※9		○	○	○ ※an	○	○	50倍	5分 ^{※13}	2分 ^{※14}	7日		○	○
ID213 instrument disinfection インスツルメント 器具の洗浄除菌	2.5L	○	○	○ ※9	○ ※9	○ ※9		○	○	○ ※ns	○	○	50倍	5分 ^{※13}	2分 ^{※14}	14日		○	○
ID220 bur disinfection バー/リーマー 回転器具の洗浄除菌	2.5L	○	○	○ ※9	○ ※9	○ ※9	○ ※9	○	○	○ ※ans	○	○	原液	1分	30秒	7日		○	○
表面																			
FD366 sensitive surface disinfection センシティブ 表面のクイック除菌	2.5L 1L	○	○	○ ※10	○ ※10	○ ※10		○	○	○ ※n	○	○	原液	1分 ^{※3}			○ ※10	○	○
FD366 sensitive top wipes surface disinfection センシティブ ワイプ 表面のクイック除菌	50枚	○	○	○ ※9,10	○ ※9,10	○ ※9,10		○	○	○ ※n	○	○	原液 ワイプ	1分 ^{※3}			○ ※9,10	○	○
FD350 disinfection wipes 除菌ワイプ 表面の除菌	110枚	○	○	○ ※10	○ ※10	○ ※10	○ ※10	○	○	○ ※ans	○	○	原液 ワイプ	1分 ^{※15}				○	○
FD360 cleaning and care of vinyl upholstery レザーケア 合成皮革清掃保護	500mL		○									○	○	原液					
FD312 surface disinfection エコ 表面の洗浄除菌	2.5L	○	○	○ ※9		○ ※9		○	○	○ ※an	○	○	100倍	15分 ^{※4}			○ ※9	○	○
吸引システム																			
Orotol plus® disinfection of suction systems オロトルプラス 吸引システムの洗浄除菌	2.5L	○	○	○ ※9		○ ※9		○	○	○ ※an	○	○	50倍	60分			○ ※9	○	○
BIOCLEAN® disinfection of suction systems バイオクリーン 吸引システムの洗浄除菌	1L	○	○	○		○		○	○	○ ※an	○	○	50倍	60分					
MD550 spittoon cleaner スピットクリーナー	750mL		○	○ ※5,10	○ ※5,10	○ ※5,10						○	○	原液	2分			○	
MD555 special cleaner for suction systems フロークリーナー 吸引システム強力洗浄	2.5L		○									○	○	20倍	30~ 120分				
印象体・技工物																			
MD520 impression disinfection インプレッション 印象体/技工物の除菌	2.5L	○	○	○ ※9	○ ※10	○ ※9		○	○	○ ※ans	○		原液	5分 ^{※6} 10分 ^{※7}				○	○
手指																			
HD435 cleansing lotion ハンドクレンジング (pH5,4) ^{※16}	1L		○									○	○	原液					

※1 ロベルトコッホ研究所 (RKI)、ドイツ健康白書 (60, 353- 36, 2017) による
 ※2 ドイツ応用衛生協会 (VAH) 規定に準じた作用時間
 ※3 結核菌: 2分、ノロ: 5分
 ※4 HBV・HCV・HIV: 60分、アデノ・ノロ: 25倍希釈/30分
 ※5 欧州規格EN13727, EN13624, EN14348に準じた検査結果
 ※6 浸漬の場合の作用時間は5分、結核菌・ノロには15分
 ※7 ハイゴジェットでの作用時間は10分、結核菌・ノロには15分

※9 高負荷試験 ※10 低負荷試験
 ※13 結核菌: 浸漬60分、ノロ: 浸漬60分、sv40: 浸漬15分
 ※14 結核菌には超音波洗浄器30分
 ※15 sv40: 5分
 ※16 保湿成分配合、ドイツのロベルトコッホ研究所により認定
 限定ノンエンベロープウイルス: ※a=アデノウイルス ※n=ノロウイルス
 ※s=sv40ポリオマ ※p=ポリオウイルス

上記データはドイツの第三者機関、及びデュールデンタルの研究所にて2021年現在のドイツ応用衛生協会・欧州規格に準じて行った結果です。実験結果の資料はHPよりダウンロードしていただけます。

輸入先国名: ドイツ

