

# 衛生トラブルを防ぐ ユニット配管 メンテナンス実践講座

## 配管に潜む「見えないリスク」対策できていますか？

ユニットの配管には患者さんの血液・唾液などのバイオフィルムを形成するものと、切削片やペーストなどの水に溶けにくいものが流れていきます。

近年では洗口液やパウダークリーニングの導入が増加したことで、流れるものも多様化してきました。この機に適切なお手入れ方法を知ってみませんか？



ハイジーン 吸引システム  
MD555 / Bioclean / Orotol plus / OroCup

## こんな症状がみられたら、ぜひ見直しを！



毎日お手入れしても  
**配管内が黒い**



パウダークリーニング後  
**吸引が弱い**



スピットンボウルから  
**コポコポ音**がする

歯科ユニットには**アルカリ性**と**酸性**の薬液が必要です。


### アルカリ性の薬液

吸引システム洗浄除菌

Orotol plus オロトルプラス 2.5ℓ

Bioclean バイオクリーン 1ℓ

バイオフィルム




タンパク汚れ



雑菌



ウイルス



配管イメージ図

### 酸性の薬液

吸引システム強力洗浄

MD555 cleaner

フロークリーナー 2.5ℓ

固形物



切削片



ペースト等



パウダー

受講料無料 ZOOM オンラインセミナー

右側のQRコードにアクセスして、必要事項をフォームに入力してお申込みください。

日時 2026年

4月7日(火) 13:15 ~ 13:45

所要時間 30分

講師 デュールデンタルジャパン 歯科衛生士

主催 尾崎歯材株式会社



お申込みはこちら